



HARNAIS

carimatech.com/fr

QineraGROUP[©]

Harnais Carima

Les harnais Carima sont conçus pour s'adapter à différentes capacités de mobilité et à divers usages. Ils sont fabriqués avec des matériaux de dernière génération et un design innovant, offrant ainsi une fonctionnalité maximale, une sécurité optimale et une grande fiabilité lors des transferts.

Pourquoi choisir les harnais Carima ?

1. Testés et certifiés par des centres de référence.
2. Répartition optimale du poids grâce à notre système de réglage adapté à la morphologie.
3. Matériaux doux et de haute qualité qui protègent la peau.
4. Conviennent à tous les types de transferts (lit, chaise, toilettes, douche, etc.).

**LE DESIGN A ÉTÉ VÉRIFIÉ
ET TESTÉ PAR DES CENTRES DE
RÉFÉRENCES**



CHOISIR UN HARNAIS

Le choix d'un harnais varie en fonction de plusieurs critères, notamment les besoins spécifiques de l'utilisateur et l'usage prévu.

Il est important de rappeler qu'aucun descriptif ne peut garantir qu'un harnais soit la meilleure option pour une personne ou une situation spécifique.

Les spécifications techniques servent de guide général, mais ne remplacent pas une évaluation individuelle faite par un professionnel.



INFORMATIONS IMPORTANTES



LA BONNE PRÉSCRIPTION

Il est important de choisir un harnais approprié, en tenant compte des

caractéristiques de l'utilisateur, de ses besoins spécifiques et du type

de mouvement ou de transfert à effectuer.

Nous recommandons d'évaluer chaque cas avec un ergothérapeute

ou un autre professionnel qualifié.

QUALITÉ RECONNUE

Les harnais sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité ISO

et répondent à la norme EN, ce qui garantit un produit fiable, durable et

sûr.

Chaque harnais dispose d'un numéro

de série pour assurer la traçabilité. Ils sont conformes aux normes ISO

et EN, et marqués CE. Grâce à ce système de traçabilité, dans le cas

peu probable où un défaut se produirait, nous pouvons en retracer

l'origine et y remédier rapidement confirmant ainsi notre engagement

envers la qualité et la sécurité dans chaque détail.

COMPATIBLES ET FACILES À UTILISER

Nos harnais sont compatibles avec la majorité des systèmes disponibles

sur le marché, offrant ainsi une grande polyvalence et une utilisation

simplifiée.

Afin d'éviter toute interruption et

garantir une préparation optimale, nous recommandons de disposer

d'au moins un harnais de secours, permettant de poursuivre les tâches

en toute sécurité et sans délai.

Il est essentiel que les assistants et

soignants soient bien informés des tâches à accomplir et formés à

l'utilisation correcte du harnais.

Ce document fournit des informations générales à cet

égard, mais pour toute demande

de formation personnalisée,


n'hésitez pas à nous contacter.

Nous serons ravis de vous assister.



RISQUES LIÉS À LA **PEAU**

Les personnes souffrant d'ulcères doivent être transférées avec une attention particulière, car l'utilisation d'un harnais inapproprié peut entraîner de graves complications. C'est pourquoi nous proposons des modèles spécialement conçus pour ces situations, visant à réduire les risques de pression et de cisaillement, tout en garantissant un confort et une sécurité accrus lors de chaque transfert.



Lors d'un transfert, la pression exercée sur les cuisses peut être jusqu'à 9 fois plus élevée. Dans de tels cas, il est fortement déconseillé d'utiliser un harnais à ouverture pour les toilettes, en particulier si la personne est en surpoids car cela pourrait augmenter le risque de blessure. Le choix du type de harnais est crucial dans ces situations. Les matériaux non coulissants peuvent endommager la peau lors du placement ou du retrait du support de la jambe. Cependant, dans certaines zones spécifiques du harnais, un matériau avec plus de frottement peut être bénéfique pour améliorer le positionnement et la sécurité.



ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

N'oubliez pas de vérifier que le harnais est en bon état avant de procéder au transfert.

Avant chaque utilisation, le harnais doit être inspecté pour détecter toute détérioration. Un entretien hebdomadaire et un contrôle tous les six mois par un professionnel agréé sont recommandés. Le lavage doit se faire à 40°C avec un savon doux, sans javel ni sèche-linge.

Le harnais doit être remplacé s'il n'est pas en parfait état. Il est recommandé qu'une personne au sein de l'organisation effectue une vérification hebdomadaire des harnais.

Le harnais, ainsi que le lève-personnes, doivent être inspectés tous les ans par un organisme agréé, et un registre des révisions doit être tenu



SOUTIEN OU LIBERTÉ ?

Les harnais offrant plus de liberté sont très pratiques pour les tâches d'hygiène ou l'utilisation des toilettes. Cependant, ils répartissent également la charge de manière plus exigeante, ce qui peut augmenter certains risques pour l'utilisateur.

Si une personne a peu de force musculaire, elle peut glisser vers le bas du harnais, ce qui peut provoquer une mauvaise posture et une pression inconfortable sur des zones telles que les jambes et l'arrière des genoux. De plus, le soutien pour les jambes peut ne pas fonctionner correctement, augmentant ainsi le risque d'inconfort ou de blessures.

Si la personne met les bras à l'intérieur du harnais, elle pourrait tomber par l'ouverture. D'un autre côté, si les bras sont à l'extérieur mais que la personne a tendance à glisser, cela pourrait provoquer une luxation des épaules, des lésions nerveuses ou un blocage de la circulation sanguine.

**IL EST IMPORTANT DE CHOISIR LE
HARNAIS EN FONCTION DES BESOINS
DE CHAQUE UTILISATEUR**



PRÉVENTION DES CHUTES

Les harnais offrant un accès plus large sont particulièrement pratiques pour les tâches d'hygiène ou l'utilisation des toilettes. Toutefois, ils répartissent la charge de manière plus exigeante, ce qui peut augmenter certains risques pour l'utilisateur.

Si l'utilisateur a tendance à se déplacer de manière imprévisible, nous recommandons les harnais avec sangles extensibles, comme le Global et l'Hortensia, car ils s'adaptent mieux aux mouvements et offrent une plus grande sécurité. En ce qui concerne les harnais avec ouverture pour les toilettes, ils sont généralement moins sûrs, à l'exception des modèles Versatil Plus et Tipi Tapa, qui se distinguent par leur stabilité.

Les ceintures de sécurité peuvent être ajoutées à n'importe lequel de nos modèles pour une protection accrue. Incliner l'utilisateur en arrière améliore la sécurité en prévenant les chutes vers l'avant, bien que cela puisse compliquer le bon positionnement sur la chaise. Il existe des techniques spécialisées pour faciliter cette tâche, qui peuvent être enseignées par des experts qualifiés.

**POUR PRÉVENIR LES CHUTES, IL EST RECOMMANDÉ
D'UTILISER DES HARNAIS ADAPTÉS AUX
MOUVEMENTS INOPINÉS, AINSI QUE DES OPTIONS
AVEC SANGLES EXTENSIBLES OU INCLINAISON**



EXIGENCES POUR L'ENTRETIEN DU HARNAIS

Les harnais sont soumis à des charges considérables, c'est pourquoi l'usure peut influencer la sécurité. C'est la raison pour laquelle un harnais doit être remplacé lorsqu'il est usé ou endommagé.

LA CAUSE PRINCIPALE DE L'USURE D'UN HARNAIS EST LE MODE DE LAVAGE



Un lavage incorrecte peut non seulement réduire sa durée de vie, mais aussi augmenter le risque d'infections ou même provoquer une défaillance de son fonctionnement.

Voici quelques recommandations pour maximiser la durée du harnais et le maintenir en bon état :

- Lavez-le correctement à 40°C avec un savon doux.
- Évitez l'utilisation de javel ou de produits agressifs qui pourraient endommager le tissu.
- Laissez-le sécher à l'air, ne pas utiliser de sèche-linge ni de fer à repasser.
- Fermez tous les velcros et boucles avant de le laver.

Vous n'avez qu'un seul harnais ? Rappelez-vous qu'il est toujours préférable d'en avoir au moins un de rechange pour éviter tout problème si quelque chose venait à arriver à celui que vous utilisez régulièrement.



SIGNIFICATION DES **ICÔNES**



UTILISATION EN
BAIGNOIRE



ADAPTÉ AUX UTILISATEURS
AVEC AMPUTATION AU-DESSUS
DU GENOU



PEUT SOULEVER
LES PERSONNES
ALLONGÉES




SOUTIEN TÊTE POUR UN
MAINTIEN OPTIMAL




COMPATIBLE AVEC
L'UTILISATION DES
TOILETTES



TRANSFERT POSSIBLE
DEPUIS
LA CHAISE
ROULANTE



TRANSFERT POSSIBLE
DEPUIS UN FAUTEUIL
DE CONFORT



MODÈLE DE
FIXATION
PAR CLIP
DISPONIBLE



FACILE DE
S'HABILLER/SE
DÉSHABILLER



65KG
200KG
350KG



PEUT ÊTRE PLACÉ EN
POSITION ASSISE



HARNAIS Intima Plus

Ce modèle est conçu pour offrir un accès facile et confortable aux toilettes, tout en garantissant la sécurité et en facilitant le réajustement des vêtements par la suite.

Idéal pour les personnes n'ayant pas besoin de maintien au niveau du haut du tronc ni de la tête, mais recherchant tout de même un harnais offrant un bon niveau de soutien et de confort.



Excellent accès aux toilettes avec un meilleur soutien que les harnais de forme similaire

Peut convenir à des utilisateurs pour lesquels l'utilisation d'un harnais de toilette avait auparavant été déconseillée



HABILLAGE
FACILE



UTILISATION
WC



TRANSFERT
DEPUIS UN
FAUTEUIL DE
CONFORT



INSTALLATION
EN POSITION
ASSISE



TRANSFERT
DEPUIS LA
CHAISE



MODÈLE DE
FIXATION
PAR CLIP



350KG

CHOIX DE LA TAILLE

Selon la morphologie de l'utilisateur

Choisir une taille inadaptée est l'une des principales causes d'accidents. C'est pourquoi nous avons développé une méthode fiable et sécurisée pour vous aider à sélectionner la taille la plus appropriée. Notre système s'appuie sur des mesures précises de différentes parties du corps (taille, circonférence, etc.) afin de garantir un ajustement plus précis et personnalisé. En cas de doute, notre équipe est toujours disponible pour vous conseiller et vous accompagner.

Comment choisir la bonne taille ?

- Mesurez la taille de la personne en position allongée.
- Chez les femmes, mesurez le tour de hanches.
- Chez les hommes et les enfants, mesurez le tour de poitrine juste en dessous des épaules.

Remarque : si le tour de hanches ne correspond pas aux tailles unisexes, consultez notre harnais Ergo.

PRODUCTO	ALTURA	PERIMETRO	MAX PESO	TALLA	COLOR
enfants	75-95	45-55	200	1	blanc
	95-110	50-60	200	2	rouge
	110-130	55-70	200	3	jaune
	130-150	65-80	200	4	vert
adulte / mixte	135-160	70-85	200	5	blanc
	145-170	75-90	200	6	rouge
	155-180	85-100	200	7	jaune
	160-190	95-115	200	8	vert
	160-190	105-130	200	9	noir
	160-190	125 -150	275	10	blanc
	160-190	145-175	350	11	rouge
	160-190	170-200	350	12	jaune
Ergo	130-155	85-100	200	5	blanc
	135-160	95-110	200	6	rouge
	140-165	105-125	200	7	amarillo
	140-165	120-140	200	8	vert
	140-165	135-155	200	9	noir
	140-165	150-175	275	10	blanc
	140-165	170-200	350	11	rouge



MERCI!

www.carimatech.com