

Arneses Carima

Nuestros arneses son versátiles, ya que se adaptan a diferentes capacidades de movilidad y necesidades de uso. Fabricados con materiales de última generación y un diseño innovador, cada arnés está pensado para ofrecer máxima funcionalidad, confianza y seguridad en las transferencias.

¿Por qué elegir los arneses de Carima?

- 1. Diseñados y probados para garantizar la protección del usuario en todo momento.
- 2. Gracias a nuestro sistema antropométrico, los arneses aseguran una distribución óptima del peso y generan gran comodidad para el usuario.
- 3. Fabricados con materiales suaves y de alta calidad que protegen la piel y evitan rozaduras.
- 4. Funcionan en todo tipo de transferencias: cama, silla, inodoro, ducha y más. Se ajustan a cada usuario y situación.

LOS DISEÑOS HAN SIDO COMPROBADOS
Y TESTADOS POR LOS CENTROS DE REFERENCIA
MÁS IMPORTANTES



SIGNIFICADO DE LOS ICONOS



USO EN BAÑERA



ADECUADO PARA USUARIOS CON AMPUTACIÓN POR ENCIMA DE LA RODILLA



ADECUADO PARA ELEVAR PERSONAS DESDE SUELO/CAMA



COMPATIBLE
CON PROTECCIÓN ESPECIAL
DE LA CABEZA PARA UNA
MEJOR SUJECIÓN



COMPATIBLE CON EL USO DEL BAÑO



ELEVACIÓN POSIBLE DESDE LA SILLA DE RUEDAS



ELEVACIÓN POSIBLE DESDE LA SILLA DE RUEDAS CON MOLDE



MODELO DE ENGANCHE CLIP DISPONIBLE



ADECUADO PARA VESTIR/DESVESTIR



65KG 200KG 350KG



SE PUEDE COLOCAR CUANDO ESTÁ SENTADO EN LA SILLA



ARNÉS **Alba** (GAR)

Este modelo está diseñado para dejar el arnés colocado en el asiento de la silla de ruedas. ofreciendo una solución práctica para algunos usuarios.

Aunque muchos arneses están fabricados con materiales transpirables, algunos asientos o cojines pueden dificultar la ventilación, causando acumulación de calor y sobrecalentamiento

Para resolver esto, hemos integrado malla 3D, un material innovador que lleva la comodidad a otro nivel

Su diseño único, con surcos que permiten la circulación del aire. mantiene la piel fresca y cómoda en todo momento, asegurando una experiencia mucho más agradable.

Diseñado para ser dejado puesto en la silla cuando quitar el arnés sea un riesgo para la piel

> Basado en la última tecnología textil: malla 3D de poliéster

Permite la circulación del aire alrededor del usuario

Con bolsillos para recoger los lazos cuando no se usa el arnés, evitando que se enganchen en las ruedas de la silla

> Correa extensora que logra una sensación de suspensión

Diseño sin apertura que maximiza el confort

















SUFLO/CAMA

DESDE SILLA

CARE7A

